

微量丙二醛 (MDA) 测定试剂盒

Micro-MDA Assay Reagent Kit

说明书修订日期: 2015.07.13

Cat number: KGT003-1/KGT004-1

Store at 4°C for 12 months

For Research Use Only (科研专用)

一. 试剂盒说明

本试剂盒是在原 MDA 试剂盒针对一些含量特少的样本 (比如培养细胞及细胞上清) 测试效果不是太好的基础上改进的一种更为灵敏、简便的测试方法。

机体通过酶系统与非酶系统产生氧自由基, 后者能攻击生物膜中的多不饱和脂肪酸 (polyunsaturated fatty acid, PUFA), 引发脂质过氧化作用, 并因此形成脂质过氧化物。如: 醛基 (丙二醛 MDA)、酮基、羟基、羰基、氢过氧基或内过氧基, 以及新的氧自由基等。脂质过氧化作用不仅把活性氧转化成活性化学剂, 即非自由基性的脂类分解产物, 而且通过链式或链式支链反应, 放大活性氧的作用。因此, 初始的一个活性氧能导致很多脂类分解产物的形成, 这些分解产物中, 一些是无害的, 另一些则能引起细胞代谢及功能障碍, 甚至死亡。氧自由基不但通过生物膜中多不饱和脂肪酸 (PUFA) 的过氧化引起细胞损伤, 而且还能通过脂氢过氧化物的分解产物引起细胞损伤。因而测试 MDA 的量常常可反映机体内脂质过氧化的程度, 间接地反映出细胞损伤的程度。

MDA 的测定常常与 SOD 的测定相互配合, SOD 活力的高低间接反应了机体清除氧自由基的能力, 而 MDA 的高低又间接反应了机体细胞受自由基攻击的严重程度, 通过 SOD 与 MDA 的结果分析有助于医学、生物学、药理及工农业生产的发展。

过氧化脂质降解产物中的丙二醛 (MDA) 可与硫代巴比妥酸 (TBA) 缩合, 形成红色产物, 在 532nm 处有最大吸收峰。因底物为硫代巴比妥酸 (Thiobarbituric Acid TBA) 所以此法称 TBA 法。

二. 检测所需仪器设备

可见分光光度计, 可调到 95°C 左右的恒温水浴箱 (或者铝锅内放几个去掉盖子的易拉罐, 将罐壁及底部穿数十个孔, 以便水的进入, 用来代替水浴箱。)

三. 试剂盒组份

组份	KGT003-1 50 assays	KGT004-1 100 assays	保存条件
Buffer A	10ml	20 mL	4°C
Buffer B	6ml	12ml	4°C 冷藏
试剂 C	粉剂一瓶	粉剂一瓶	避光冷藏
标准品	5mL	5mL	4°C 冷藏

注意事项

KGT004 (100assays):

1. Buffer B 用时每瓶加 340ml 双蒸水混匀, 4°C 冷藏。
2. 试剂 C (显色剂): 用时将粉剂加入到 90°C~100°C 的热双蒸水 60ml 中, (在溶解过程中可适当加热), 充分溶解后用双蒸水补足至 60ml 再加冰醋酸 60ml, 混匀, 配好的试剂避光冷藏。(冰醋酸自备[注])

3.标准品: 10nmol/ml 四乙氧基丙烷, 4℃冷藏。

[注]: 冰醋酸又名乙酸, 一般的医药公司、化剂公司均有售, 要购 AR 级即分析纯级的乙酸的较好, 乙酸含量为 99%以上。试剂盒冷藏至少可保存一年。

KGT003 (50assays):

1. Buffer B 用时每瓶加 170ml 双蒸水混匀, 4℃冷藏。

2.试剂 C (显色剂): 用时将粉剂加入到 90℃~100℃的热双蒸水 30ml 中, (在溶解过程中可适当加热), 充分溶解后用双蒸水补足至 30ml 再加冰醋酸 30ml, 混匀, 配好的试剂避光冷藏。(冰醋酸自备[注])

3.标准品: 10nmol/ml 四乙氧基丙烷, 4℃冷藏。

[注]: 冰醋酸又名乙酸, 一般的医药公司、化剂公司均有售, 要购 AR 级即分析纯级的乙酸的较好, 乙酸含量为 99%以上。试剂盒冷藏至少可保存一年。

四. 操作方法

1. 操作表:

	标准管	标准空白管	测定管	测定空白管**
10nmol/ml 标准品 (ml)	a*			
无水乙醇 (ml)		a*		
测试样品 (ml)			a*	a*
Buffer A (ml)	a*	a*	a*	a*

混匀 (摇动几下试管架)

Buffer B (ml)	3	3	3	3
试剂 C (ml)	1	1	1	
50%冰醋酸 (ml)				1

漩涡混合器混匀, 试管口用保鲜薄膜扎紧, 用针头刺一小孔, 95℃水浴 (或用锅开盖煮沸) 40 分钟, 取出后流水冷却, 532nm 处, 1cm 光径, 蒸馏水调零, 测各管吸光度值。

a*表示所取的样品量、标准品量、无水乙醇的量、buffer A 的量, 四者均相等。例如样品取 0.1 ml 则标准品、无水乙醇及 buffer A 也取 0.1ml, 若样品取 0.2 ml 则标准品、无水乙醇及 buffer A 也取 0.2 ml。因吸光度与加样量呈正比曲线, 因而结果不受影响。

**** 测定空白管每个样本都需要做。**

2. 参考取样量: 血清(浆)取 0.1~0.2ml。低浓度脂蛋白悬液 0.1~0.2ml。细胞悬液及细胞上清取 0.1~0.2ml。

3. 规范操作方法标准管参考吸光度: 当标准品取样量为 0.1ml 时, 则标准管吸光度减去标准空白管的吸光度 0.065~0.070。当标准品取样量为 0.2ml 时, 则标准管吸光度减去标准空白管的吸光度为 0.130~0.140。

4. 规范操作方法及简便操作方法中, 若发现检测样本吸光度太低, 可以将水浴时间 40 分钟延长至 80 分钟, 但您的同一课题中 MDA 的检测都必须延长至 80 分钟, 以免造成批间差异。

5. 计算公式:

(1)、血清(浆)中 MDA 含量计算公式:

$$\text{血清(浆)中MDA含量} = \frac{\text{测定管吸光度} - \text{测定空白管吸光度}}{\text{标准管吸光度} - \text{标准空白管吸光度}} \times \text{标准品浓度 (10nmol/ml)}$$

(nmol/ml)

(2)、组织及细胞中 MDA 含量计算公式:

$$\text{MDA含量} = \frac{\text{测定管吸光度} - \text{测定空白管吸光度}}{\text{标准管吸光度} - \text{标准空白管吸光度}} \times \text{标准品浓度 (10nmol/ml)} \div \text{蛋白含量(mgprot/ml)}$$

(nmol/mgprot)

*nmol/mgprot 为纳摩尔/毫克蛋白

6、计算举例：

(1)、取未稀释血清 0.1ml，检测 MDA 含量，测定管吸光度 0.037，测定空白管吸光度 0.019，标准管吸光度 0.078，标准空白管吸光度 0.007。计算如下：

$$\text{血清(浆)中MDA含量} = \frac{\text{测定管吸光度} - \text{测定空白管吸光度}}{\text{标准管吸光度} - \text{标准空白管吸光度}} \times \text{标准品浓度 (10nmol/ml)} = 0.037 - 0.019 / 0.078 - 0.007 = 2.535 \text{nmol/ml}$$

(2)、取细胞培养上清 0.2ml，检测 MDA 含量，测定管吸光度 0.032，测定空白管吸光度 0.012，标准管吸光度 0.154，标准空白管吸光度 0.004。计算如下：

$$\text{细胞上清中MDA含量} = \frac{\text{测定管吸光度} - \text{测定空白管吸光度}}{\text{标准管吸光度} - \text{标准空白管吸光度}} \times \text{标准品浓度 (10nmol/ml)} = 0.032 - 0.012 / 0.154 - 0.004 = 1.33 \text{nmol/ml}$$

(3)、取 10% 腓肠肌匀浆上清 0.1ml，检测 MDA 含量，测定管吸光度 0.124，测定空白管吸光度 0.006，标准管吸光度 0.078，标准空白管吸光度 0.006。10% 腓肠肌匀浆上清蛋白含量为 6.36mgprot / ml。计算如下：

$$\text{细胞匀浆中MDA含量 (nmol/ml)} = \frac{\text{测定管吸光度} - \text{测定空白管吸光度}}{\text{标准管吸光度} - \text{标准空白管吸光度}} \times \text{标准品浓度 (10nmol/ml)} \div \text{待测样本蛋白含量 (mgprot/ml)} = (0.124 - 0.006) / (0.078 - 0.006) * 10 \text{nmol/ml} \div 6.36 \text{mgprot/ml} = 2.577 \text{nmol/mgprot}$$

五. 简便操作方法：(如果样本数量很多，您可以采用简便操作方法。)

1、混合试剂的配制：

将样本总数 n 放宽 4 只量分别乘以 1, 2, 3 号试剂，按计算量将 3 种试剂混合在一起。

$$\text{测定管混合试剂总量} = [(n+4)^{\text{注}}] \times 1 \text{号试剂 } a^* \text{ ml} + [(n+4) \times 2 \text{号试剂 } 3 \text{ml}] + [(n+4) \times 3 \text{号试剂 } 1 \text{ml}]$$

$$\text{对照管混合试剂总量} = [(n+4)^{\text{注}}] \times 1 \text{号试剂 } a^* \text{ ml} + [(n+4) \times 2 \text{号试剂 } 3 \text{ml}] + [(n+4) \times 50\% \text{冰醋酸 } 1 \text{ml}]$$

注：按所需检测的样本数加上标准管及标准空白管的数，再放宽 2 只（避免吸到最后试剂量不够）。混合试剂需多少配多少。

2、简便操作表：

	标准管	标准空白管	测定管	测定空白管**
10nmol/ml 标准品 (ml)	a*			
无水乙醇 (ml)		a*		
测试样品 (ml)			a*	a*
测定管混合试剂 (ml)	4	4	4	
对照管混合试剂 (ml)				4

漩涡混合器混匀，试管口用保鲜薄膜扎紧，用针头刺一小孔，95℃水浴（或用锅开盖煮沸）40 分钟，取出后流水冷却，532nm 处，1cm 光径，蒸馏水调零，测各管吸光度值。

a*表示所取的样品量、标准品量、无水乙醇的量、buffer A 的量，四者均相等。例如样品取 0.1 ml 则标准品、无水乙醇及 buffer A 也取 0.1ml，若样品取 0.2 ml 则标准品、无水乙醇及 buffer A 也取 0.2 ml。因吸光度与加样量呈正比曲线，因而结果不受影响。

**** 测定空白管每个样品都需要做。**

注 1：以上规范操作法及简便操作法适用于各种动植物的样本（包括血清、动植物组织及体液、细胞及细胞培养液等）。

注 2：规范操作法及简便操作法中，若发现检测样本吸光度太低，可以将水浴时间 40 分钟延长至 80 分钟，但您的同一课题中 MDA 的检测都必须延长至 80 分钟，以免造成批间差异。

3、计算公式:

(1)、血清(浆)中MDA含量计算公式:

$$\text{血清(浆)中MDA含量} = \frac{\text{测定管吸光度} - \text{测定空白管吸光度}}{\text{标准管吸光度} - \text{标准空白管吸光度}} \times \text{标准品浓度} (10\text{nmol/ml})$$

(2)、组织及细胞中MDA含量计算公式:

$$\text{MDA含量} = \frac{\text{测定管吸光度} - \text{测定空白管吸光度}}{\text{标准管吸光度} - \text{标准空白管吸光度}} \times \text{标准品浓度} (10\text{nmol/ml}) \div \text{蛋白含量}(\text{mgprot/ml})$$

(nmol/mgprot)

4、计算举例:

(1)、取某人未稀释血清 0.1ml, 检测 MDA 含量, 测定管吸光度 0.037, 测定空白管吸光度 0.018, 标准管吸光度 0.078, 标准空白管吸光度 0.007。计算如下:

$$\text{血清(浆)中MDA含量}(\text{nmol/ml}) = \frac{\text{测定管吸光度} - \text{测定空白管吸光度}}{\text{标准管吸光度} - \text{标准空白管吸光度}} \times \text{标准品浓度} (10\text{nmol/ml}) \times \text{样品测试前稀释倍数} = (0.037 - 0.018) / (0.078 - 0.007) \times 10\text{nmol/ml} \times 1 = 2.676\text{nmol/ml}$$

六. 注意点:

1. 试管要刷洗干净, 尤其测微量样品时更为重要。
2. 配制试剂时要充分混匀。测试过程中第一管吸的试剂要丢弃, 加样品或试剂时要垂直加, 不要加在管壁上。95°C 水浴前要充分混匀。
3. 水浴时间及温度要固定。没有水浴锅的单位可用铝锅、铝盒、铝盆等开盖煮沸即可。
4. 高脂样本操作时, 离心沉淀一定要充分, 否则影响吸光度, 造成结果不稳定。这种情况可增加离心转速(3000 转/分以上)或者延长离心时间使沉淀完全。
5. 冬天若发现测试溶液呈雾状可以轻轻放入水浴箱稍稍加温, 待溶液溶解呈透明状态用移液器吸取放入比色杯中, 若仍然呈雾状, 则考虑为高脂血症。
6. 样本取样量: 若您的样量较多, 取样量可以加倍, 抽提过程中, 双蒸水、无水乙醇、氯仿均要加倍。若您的样本为贫血病人的血样, 则取样量也要加倍, 抽提过程中, 双蒸水、无水乙醇、氯仿的量不变。
7. 95°C 水浴时最好用带盖的试管, 以免反应液的蒸发。若没有带盖的试管可用冰箱保鲜膜盖好, 用橡皮筋扎好后在保鲜膜上用针刺一小孔即可代替盖子。

八、本试剂盒优点:

- (1)、本试剂盒中试剂均无刺激性气味, 对操作人员无任何毒害。
- (2)、快速准确, 操作简便, 每小时可测 100 例以上样本。
- (3)、灵敏度高, 血清或血浆样品只需 0.1 ml, 或者更少。
- (4)、再现性好, 变异系数 CV=2.0%, 同一份标本数次测试结果相差极微。
- (5)、呈色稳定, 呈色后半天内测吸光度不变。
- (6)、试剂稳定, 保存期一年。试剂三配置后避光室温保存至少三个月(颜色变为咖啡色即不可使用)。
- (7)、血清样品放置 4°C, 3~5 天内测试结果不变。—70°C 以下可保存 3 个月至半年。
- (8)、测试面广, 可测血清(浆)、各种组织匀浆, 培养细胞等。
- (9)、主要原料均为进口, 但价格适中。
- (10)、不需昂贵与特殊仪器, 只需恒温水浴箱或铝锅、铝盆开盖煮沸, 及 721、722、751、752 分光光度计任一型号均可。
- (11)、不受气温等外界因素的影响, 是目前国内最稳定的 MDA 测试方法。